

Zielona Góra, 04.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB/IS-01/IV/2018

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zapraszamy do złożenia oferty na:

Tabela 1

L.p.	Przedmiot zapytania	Ilość
1.	<p>Torebki foliowo – papierowe do sterylizacji radiacyjnej;</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonane z Tyvek i folii przezroczystej do sterylizacji radiacyjnej; - Rozmiar 100x250-270mm - Materiał Tyvek wykonany z włókna polietylenowego typ: 1073B lub równoważny; <ul style="list-style-type: none"> • gramatura: 75g/m²; • wytrzymałość na rozciąganie MD7,6 kN/m; • wytrzymałość na rozciąganie CD 8,2 kN/m - Folia PE/PET typ: 1250 lub równoważna; <ul style="list-style-type: none"> • gramatura: 65g/ m²; • grubość 65 µm; • wytrzymałość na rozciąganie: 250 mN; - Bezpyłowe otwieranie torebki; - Temperatura zgrzewania 115°C - 135°C; - Produkt musi spełniać wymagania normy PN-EN 868-5, PN EN ISO 11140-1 lub równoważne; 	8 000 szt.

Uwagi:

- a) termin oczekiwania na ofertę: 11.10.2018 r.;
- b) Przedmiot zamówienia musi zawierać wszelkie dodatkowe koszty w tym dostawę;
- c) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc;
- d) Dopuszcza się potwierdzenie spełnienia norm równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że norma równoważna odpowiada normom, do których odwołuje się Zamawiający.
- e) dane do faktury VAT:

LfC Sp. z o.o.,
929-011-26-10
ul. Kożuchowska 41,
65-364 Zielona Góra,

Adres kontaktowy: LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk, tel. +48 68 321 92 00, fax +48 68 320 47 18, email:lf@lf.com.pl, www.lf.com.pl
Siedziba firmy: LfC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, tel. +48 68 322 47 79, fax +48 68 327 19 39, email:rd@lf.com.pl

Projekt pt.: „Innowacyjna metoda chirurgiczna z drukowanym wielofunkcyjnym implantem 3D-Truss do wielomiejscowej fuzji biodrowo-krzyżowej” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



f) warunki dostawy DDP:

LfC Sp. z o.o.,
ul. Składowa 5B
66-016 Czerwieńsk

g) kryterium wyboru oferty:

- zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,
- najniższa cena - 100%;

Do oceny każdej pozycji zapytania/oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:

$$K1 = C_n / C_b * 100$$

Oznaczenia:

C_n – najniższa cena;

C_b - cena złożonej oferty;

h) Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym;

i) Zakup realizowany jest w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020**.