

Zielona Góra, 13.04.2018 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB/IS-02/II/2018

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zapraszamy do złożenia oferty na:

**Tabela 1**

L.p.	Przedmiot zapytania	Ilość
1.	<p><b>Rękawice jednorazowe Nitrylowe</b> <u>Wymagania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jednorazowe rękawiczki diagnostyczne z nitrilu;</li> <li>– Do użytku w medycynie, przemyśle spożywczym i produkcji;</li> <li>– <u>Oferta z opisem wyrobu oraz Kartą Danych Technicznych;</u></li> <li>– Wykonanie z syntetycznego kauczuku nitrylowego, bez wosków, silikonu czy plastyfikatorów;</li> <li>– Kolor niebieski;</li> <li>– Kategoria 3 - czynniki wysokiego ryzyka;</li> <li>– Na prawą i lewą rękę;</li> <li>– Z teksturowanymi palcami;</li> <li>– Zwijany mankiet zapobiegający przedostawaniu się brudu do rękawicy;</li> <li>– Niejałowe;</li> <li>– Bezpudrowe;</li> <li>– Nie powodujące uczuleń i alergii -hypoalergiczne;</li> <li>– Nie wywołują alergii na lateks;</li> <li>– Okres ważności: 5 lat</li> </ul> <p>Zapewnienie jakości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wymagania: EN 455 1, 2, 3;</li> <li>– Oznaczenie CE: Na każdym poziomie opakowań;</li> <li>– Klasyfikacja CE: Klasa I;</li> <li>– EN-374-2 ochrona bakteriologiczna;</li> <li>– EN-374-3 odporność chemiczna.</li> </ul>	<p>Rozmiar S – 5 kartonów po 100 szt. lub równoważne</p> <p>Rozmiar M – 10 kartonów po 100 szt. lub równoważne</p> <p>Rozmiar L – 5 kartonów po 100 szt. lub równoważne</p>
2.	<p><b>Rękawice jednorazowe Neoprenowe</b> <u>Wymagania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Przeznaczone do pracy w laboratorium i przemyśle;</li> <li>– Guma syntetyczna neoprenowa;</li> <li>– Kolor zielony;</li> <li>– <u>Oferta z opisem wyrobu oraz Kartą Danych Technicznych</u></li> <li>– Grubość nie mniej niż 0,10 mm;</li> <li>– Kategoria 3 - czynniki wysokiego ryzyka;</li> <li>– Na prawą i lewą rękę;</li> <li>– Bezpudrowe, ograniczone ryzyko zapaleń skóry u użytkowników;</li> <li>– Wewnętrzna powłoka poliuretanowa ułatwiająca zakładanie;</li> <li>– Rękawiczki muszą spełniać wymagania norm BHP: EN-374-2 ochrona bakteriologiczna, EN-374-3 odporność chemiczna;</li> <li>– Wskaźnik jakości AQL-1,5;</li> <li>– Okres ważności 5 lat.</li> </ul>	<p>Rozmiar M – 10 kartonów po 100 szt. lub równoważne</p> <p>Rozmiar L – 10 kartonów po 100 szt. lub równoważne</p>
3.	<p><b>Preparat do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i wyposażenia</b> typu Incidin Liquid Spray lub równoważne</p>	<p>4 kanistry po 5 litrów lub równoważne</p>

4.	<b>Preparat w spray'u do profilaktyki przeciwgrzybiczej</b> typu Incidin M Spray Extra lub równoważne	1 opakowanie 5 litrowe lub równoważne
5.	<b>Stół z basenem jednokomorowym spawanym</b> <u>Wymagania:</u> - Wymiary 800x600x850mm, wysokość komory 300-400mm, - Przetłoczenie spadek w kierunku syfonu tzw. Koperta, - Komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304, - Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, - Rant 40 mm pozwalający zachować higienę, - Otwór o średnicy 30 mm pod baterie Hendi 970515 i 970508, - Odpływ o średnicy 52 mm przystosowany do standardowych syfonów - <u>oferta z opisem wyrobu oraz Kartą Danych Technicznych;</u>	1 komplet
6.	<b>Wanienka do dezynfekcji</b> <u>Wymagania:</u> - kolor biały, o pojemności 2 l, wykonana z polipropylenu. - Posiadająca sitko do wyjmowania dezynfekowanych narzędzi, koloru białego wykonanego z PCV. - Wanienka posiadająca pokrywę, która jest przezroczysta i wykonana z mekrolonu, - Wymiary wewnątrz wanny : 300 mm x 150 mm x 100 mm, - <u>oferta z opisem wyrobu oraz Kartą Danych Technicznych;</u>	6 szt.

Uwagi:

- a) termin oczekiwania na ofertę: 23.04.2018 r.;
- b) **Przedmiot zamówienia musi zawierać wszelkie dodatkowe koszty w tym dostawę;**
- c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
- d) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc;
- e) dane do faktury VAT:

LfC Sp. z o.o.,  
929-011-26-10  
ul. Kożuchowska 41,  
65-364 Zielona Góra,

- f) warunki dostawy DDP:

LfC Sp. z o.o.,  
ul. Składowa 5B  
66-016 Czerwieńsk

- g) kryterium wyboru oferty:

- zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,
- najniższa cena - 100%;

Do oceny oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:

$$K1 = C_n / C_b * 100$$

Oznaczenia:

C<sub>n</sub> – najniższa cena;

C<sub>b</sub> - cena złożonej oferty;

- h) Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym;



i) Zakup realizowany jest w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020**.